

ExBag®

Экстракционные пакеты - одноразовые

ExBag®

- ✦ Устойчив на разрыв и непроницаем для жидкостей
Надежный захват ткани и жидкости для безопасного извлечения
- ✦ Быстрое введение при помощи удобного доставочного устройства
После введения пакета порт троакара доступен для дополнительных инструментов
- ✦ Нитиноловый тросик
Саморазвертывание экстракционного пакета в брюшной полости для легкого получения ткани



Удобное извлечение тканей при лапароскопических операциях

Области применения

- ✦ Холецистэктомия
- ✦ Лапароскопия толстой кишки
(резекция сигмовидной, ободочной кишки)
- ✦ Миомэктомия
- ✦ Аппендэктомия
- ✦ Торакоскопия (Сегментэктомия)
- ✦ Удаление кисты яичников
- ✦ Нефрэктомия
- ✦ Лимфаденэктомия
- ✦ Внематочная беременность
- ✦ Гистерэктомия

ExBag® – стерильный, одноразовый. В упаковке 5шт.

Модель	Диаметр открытия	Объем	Диаметр троакара
MEB-01-10-200	50 мм	200 мл	10 мм
MEB-01-10-400	90 мм	400 мл	10 мм
MEB-01-10-800	100 мм	800 мл	10 мм
MEB-01-12-800	100 мм	800 мл	12 мм